

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

ul. Woloska 9
02-583 Warszawa
Polska
DI.Serwis@gehealthcare.com
tel. 22 330 83 30
gehealthcare.pl

Numer zgłoszenia: 16368403
Typ zgłoszenia: Naprawa
Numer seryjny systemu: PG45S2100197SC
Numer identyfikacyjny systemu: PL1584MR02

Serwis DI tel. 22 330 83 30

Raport serwisowy z diagnostyki zdalnej

Rezultat: Niepoprawione

Sprzęt: 1-5T SIGNA ARTIST FLO IPM

Data otwarcia: 13-11-2025 10:02

Klient: SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWODZKI W CIECHANOWIE
Adres: UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2 06-400 CIECHANÓW

Osoba kontaktowa: Tomasz Modelski
Numer telefonu: 236730263
E-mail:

Wewnętrzny numer sprzętu Klienta:

Zewnętrzny numer zgłoszenia Klienta:

WO-17880189 - Usługa zdalna - Data zakończenia pracy: 13-11-2025 11:34

Notatki dotyczące zgłoszenia:

Symptom - VRE reset failed due to failure to communicate with all ICNs . ICN Hard Disk Health Diagnostic failed

Podjęte czynności:

Sprawdzono error log , ICN reconfiguration - failed

Sprawdzenie / przeprowadzone testy:

Konieczna wizyta FSE

Status systemu

Status systemu przed rozpoczęciem pracy:

System niesprawny

Status systemu po zakończeniu pracy:

System niesprawny

Części

Części	Nazwa	Numer seryjny części zdeinstalowanej	Numer seryjny części zainstalowanej	Ilość
--------	-------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------

Inżynier : Janusz Binczyk