

Ciechanów, 6 sierpnia
2026 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/2501/82/26 – dostawa produktów do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań otrzymanych od Wykonawcy oraz udzielone odpowiedzi.

Pytanie nr 1 – pozycja 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu: Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do monitorowania procesów sterylizacji. Wskaźnik biologiczny z ostatecznym odczytem wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozyjonowalna nierwująca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona oryginalnym certyfikatem producenta. Możliwość wizualnego potwierdzenia zmiany koloru pH po 48 godzinach inkubacji. Jeśli proces sterylizacji nie powiódł się, podłoże hodowlane najpierw zmieni kolor na zielonkawy, a następnie na żółty podczas inkubacji w temperaturze 37°C, wskazując w ten sposób na obecność żywych zarodników. Jeśli proces sterylizacji przebiegnie pomyślnie, pożywka pozostanie niebieska po procesie inkubacji. Wskaźnik posiadający certyfikat FDA, spełnia normę 11138. Opakowanie 50 sztuk. Do ww. wskaźnika zostanie użyty autoczytnik na czas trwania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2 – pozycja 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu: Zestaw biologiczny testowy tzw. PCD o szybkim odczycie do monitorowania procesów sterylizacji parą wodną w temperaturze 132–135°C. Ostateczny odczyt wyniku po 20 minutach inkubacji. Biologiczny zestaw testowy symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i samoprzylepną kartę do opisu cyklu oraz dodatkowo wskaźnik chemiczny typu 5 – integrator z przesuwną substancją. Zapakowany w opakowanie kartonowe ze wskaźnikiem chemicznym typu 1. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku po 20 minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Na fiolce repozyjonowalna nierwująca się naklejka z miejscem do opisu ze wskazaniem chemicznym na naklejce, z minikruszerem dodawanym do każdego opakowania testów. Kształt fiolki okrągły – dopasowany do kształtu komory autoczytnika. Nakrętka wskaźnika w kolorze niebieskim. Możliwość wizualnego potwierdzenia zmiany koloru pH po 48 godzinach inkubacji. Jeśli proces sterylizacji nie powiódł się, podłoże hodowlane najpierw zmieni kolor na zielonkawy, a następnie na żółty podczas inkubacji w temperaturze 60°C, wskazując w ten sposób na obecność żywych zarodników. Jeśli proces sterylizacji przebiegnie pomyślnie, pożywka pozostanie fioletowa po procesie inkubacji. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona oryginalnym certyfikatem producenta. Zestaw posiadający certyfikat FDA, spełnia normę 11138, 11140. Opakowanie zawiera 25 biologicznych zestawów testowych oraz 25 sztuk wskaźników samodzielnych. Do ww. wskaźnika zostanie użyty autoczytnik na czas trwania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3 – pozycje 1 i 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie produktu: Użyczenie autoczytników kompatybilnych z zaproponowanymi wskaźnikami do pozycji 1, 3 na czas trwania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 4 – pozycje 1 i 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi: Czy Zamawiający oczekuje, aby Dostawca oferujący użyczenie autoczytnika posiadał autoryzowany serwis na terenie RP?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres użyczenia autoczytników zapewniał obsługę serwisową realizowaną przez serwis autoryzowany przez producenta urządzenia. Serwis musi obejmować naprawy, przeglądy i kalibrację urządzeń zgodnie z wymaganiami producenta. W przypadku awarii uniemożliwiającej korzystanie z autoczytnika Wykonawca zapewni sprawne urządzenie zastępcze w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii. Wszystkie koszty transportu, napraw, przeglądów, kalibracji oraz dostarczenia urządzenia zastępczego ponosi Wykonawca. Zamawiający nie wymaga, aby siedziba serwisu znajdowała się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wiesław Dziżewski
koordynator
ds. zamówień publicznych