

AT - ZP/2501/38/25

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa materiałów ortopedycznych ogłoszonego w dniu **12.05.2025** r. w **DUUE**, nr ogłoszenia **90/2025 299111-2025** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści SWZ:

Lp	Pytanie	odpowieź
1.	Pytanie 1 do pakietu 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na bezpośredni zakupu elementów z pakietu 3 ?	Tak
2.	Pytanie 1 do pakietu 1 Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 50, ma na myśli odpłatna dzierżawę , dwóch kompletów napędów ortopedycznych z pełną usługą serwisowa ?	Tak
3.	Czy zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści w zakresie Pakiecie 1 – Gwoździe, produkt równoważny bez konieczności zachowania pierwotnych postanowień SWZ, tj. odpowiednio:	
	Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 220-280mm (opcjonalnie również 180-210mm), pokryty celownikiem, średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość wyboru gwoźdź z opcjonalnym blokowaniem w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm) oraz z opcjonalnym blokowaniem wkrętem derotacyjnym trzonowym Ø 6,5mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający jeden otwór statyczny i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm.	Nie
	Śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm ze śrubą kompresyjną M4, dł. 70-125mm	Nie
	Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoźdź w zakresie 0-30mm	Nie
	Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 26-100mm	Nie
	Śruba szyjkowa standardowa Ø 11mm, dł. 70-125mm	Nie
	Pin antyrotacyjny Ø 4mm, dł. 65-125mm lub Pin derotacyjny trzonowy Ø 6,5mm, dł. 65-125mm	Nie
	Gwóźdź udowy anatomiczny, blokowany, kaniulowany, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej- używany przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade. Długość od 300mm do 480mm (skok co 10mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 9mm do 12mm. W części dalszej możliwość wielopłaszczyznowego blokowania. W części bliższej posiadający 4 otwory: 2 rekonstrukcyjne, jeden do blokowania proksymalnego antegrade i jeden do blokowania kompresyjnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych o średnicy 6,5 mm i długościach od 60 do 130 mm. Zaślepka kaniulowana. Śruby blokujące o średnicy 4,5 mm, dł. 20-100 mm.	Nie
	Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 26-100mm	Nie
	Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoźdź w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm.	Nie
	Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm dł. 65-125mm	Nie
	Wkręty blokujące do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm dł. 40-120mm	Nie

Uniwersalny gwoździe przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 9÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy. Długość od 200mm do 500mm do długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym. W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5mm (dł.65-125mm). Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5mm oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5mm. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5mm W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5mm.	Nie
Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm dł. 65-125mm	Nie
Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 26-100mm	Nie
Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoźdza w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm.	Nie
Śruba kompresyjna	Nie
Wkręty blokujące do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm dł. 40-120mm	Nie
Zespoły blokujące Ø 6,5mm dł. w zakresie 50-105mm	Nie
Gwoździe śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej Ø 8-12mm, dł. 180-400mm o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoźdza zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoźdza 2 otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej 3 otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny).	Nie
Śruba kompresyjna	Nie
Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoźdza w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm	Nie
Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 26-100mm	Nie
Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 26-100mm	Nie
Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 26-100mm	Nie
Gwoździe piszczelowy, mocowany odpiętowo, blokowany w części piętowej trzema wkrętami o średnicy 4,5mm w dwóch płaszczyznach. Jeden z otworów w kształcie fasoli służący do wykonania kompresji. Gięty na odległości 70mm, kąt gięcia 8 stopni. W części piszczelowej blokowany dwoma wkrętami blokującymi o średnicy 4,5mm jeden z otworów wydłużony, umożliwiający dynamiczną stabilizację złamania. Średnica w części piętowej – 12,5mm, Średnica w części piszczelowej – 7 do 12mm. Dostępna wersja z jednolitą średnicą 13mm. Długość od 150 mm do 350 mm. Gwoździe z 3 kanałkami na długości części trzonowej gwoźdza zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe. Gwoździe kaniulowany umożliwiający wprowadzenie po drucie prowadzącym.	Nie
Śruba kompresyjna	Nie
Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoźdza w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm	Nie
Wkręt blokujący samogwintujący Ø 4,5 mm dł. 22-115 mm	Nie
Uniwersalny gwoździe przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 9÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy. Długość od 200mm do 500mm do długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym. W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5mm (dł.65-125mm). Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5mm oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5mm. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5mm W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5mm.	Nie
Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 26-100mm	Nie

Śruba kompresyjna	Nie
Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoźdźcia w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm.	Nie
Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej Ø 8-12mm, dł. 180-400mm, o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoźdźcia zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoźdźcia 2 otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację.	Nie
Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 26-100mm	Nie
Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoźdźcia w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm	Nie
Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny), prosty, lewy i prawy. Wersja krótka L=150mm oraz długa 220mm i 250mm, średnica 6-9mm dla wersji litych i 7-9mm dla wersji kaniulowanej. W części bliższej 4 otwory gwintowane na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. W otworach tych możliwość zastosowania zarówno śrub o średnicy 4,5 i 5,0. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym jeden dynamiczny) natomiast w wersji długiej posiadający 4 otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny) zapewniające dwupłaszczyznową stabilizację. W części dalszej dla gwoździ o średnicy 6-7mm- wkręty blokujące 3,5mm, a dla gwoździ o średnicy 8-9 otwory pod wkręty blokujące 4,5mm.	Nie
Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoźdźcia w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm.	Nie
Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, uniwersalny do lewej i prawej kończyny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoźdźcia zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe. Długość od 180mm do 400mm w całości pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 8mm do 12mm. W części proksymalnej kąt wygięcia gwoźdźcia 10 stopni i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika. Gwóźdź blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), w części dalszej możliwość wielopłaszczyznowego blokowania.	Nie
Śruba kompresyjna	Nie
Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoźdźcia w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm.	Nie
Wkręt blokujący samogwintujący Ø 5,0 mm dł. 22-115 mm	Nie
Gwóźdź udowy proksymalny do leczenia złamań części bliższej kości udowej, długości 170-240mm, średnica 9-14mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, blokowany w części bliższej śrubą szyjkową o średnicy 10 mm (dł. 70-120mm) oraz opcjonalnie dwoma wkrętami trzonowymi o średnicy 6 mm (dł. 40-140mm), w części dalszej blokowany wkrętem o średnicy 5 mm.	Nie
Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 220-280mm (opcjonalnie również 180-210mm), pokryty celownikiem, średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość wyboru gwoźdźcia z opcjonalnym blokowaniem w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm) oraz z opcjonalnym blokowaniem wkrętem derotacyjnym trzonowym Ø 6,5mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający jeden otwór statyczny i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm.	Nie
Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, lewy i prawy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 340-440mm, do długości 420mm pokryty celownikiem dystalnym, średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość wyboru gwoźdźcia z opcjonalnym blokowaniem w części bliższej pinem	Nie

antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm) oraz z opcjonalnym blokowaniem wkrętem derotacyjnym trzonowym Ø 6,5mm (dł. 65-125mm).W części dalszej posiadający 2 otwory statyczne i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm.	
Śruba szyjkowa do gwoździ proksymalnych Ø 10 mm, dł. 70-120mm	Nie
Śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm ze śrubą kompresyjną M4, dł. 70-125mm	Nie
Wkręt blokujący samogiwntujący Ø 5,0 mm dł. 22-115 mm	Nie
Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 26-100mm	Nie
Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoźdza w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm.	Nie
Pin antyrotacyjny Ø 4mm, dł. 65-125mm lub Pin derotacyjny trzonowy Ø 6,5mm, dł. 65-125mm lub Wkręt trzonowy do gwoźdza proksymalnego Ø 6,0 mm, dł. 40-140	Nie

Paulina Witkowska
Referent
Sekcja ds. zamówień publicznych

Wiesław Babiński
Koordynator
ds. Zamówień Publicznych